

URGENTNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Mobilní vozík do sprchy a na toaletu Aquatec® Ocean VIP
Potenciální nebezpečí převážení vpřed

Datum: 23.04.2014

Ref.: 40519

Důležité bezpečnostní informace:

V zájmu bezpečnosti našich zákazníků bychom Vás chtěli upozornit, že u mobilního vozíku do sprchy a na toaletu Aquatec® Ocean VIP hrozí, že se převáží vpřed, jestliže jsou kolečka nasměrována dozadu a pacient přenáší váhu těla vpřed nebo stojí na stupátku.

Při naší pravidelné kontrole trhu jsme zjistili, že tento produkt se v několika málo případech naklonil vpřed, a to navzdory dodržení požadavků na stabilitu dle testovacích požadavků normy EN 12182. Jako preventivní opatření byly v dubnu 2010 aktualizovány pokyny k použití, od června 2011 se na boční stranu všech koleček umísťoval štítek s příslušným varováním a dále došlo k aktualizaci pokynů počátkem dubna 2013.

Rádi bychom vás upozornili na možnost namontovat na vozík do sprchy ochranu před převážením (viz obrázek), aby se převažování předešlo. Doplněk (výrobek 1535936) lze objednat ke všem vozíkům do sprchy a na toaletu Aquatec® Ocean VIP, Ocean VIP XL a Ocean Dual VIP. Tyto informace platí pro všechny produkty vyrobené mezi květnem 2006 (SN 13557203) a březnem 2013 (SN 14556654). Od dubna 2013 jsou relevantní informace uvedeny v pokynech k použití, které jsou připojeny k výrobku.



Pokud jste si zakoupili produkty spadající do rozmezí dotčených sériových čísel, společnost Invacare se na Vás obrátí s podrobnějšími informacemi.

Author :	A.Romann	Released :	T. Pradignac	Version :	02
Date :		Date:			

**EF015**

European Form

Field Safety Notice

Page 2 of 2

Tyto podrobné informace je nutné poskytnout veškerému relevantnímu personálu ve Vaší organizaci a/nebo zákazníkům.

Společnost Invacare si je vědoma, že se jedná o nepříjemnost; tyto informace jsou však zásadní pro bezpečnost pacientů a uživatelů.

Pokud máte k tomuto přehledu nějaké dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na zástupce společnosti Invacare pro vaši zemi – viz [www. Invacare.com](http://www.Invacare.com) → Invacare Worldwide

Aquatec Operations GmbH
Alemannenstrasse 10
88360 Isny – Německo

v zastoupení

Michael Schreiber
Manažer kontroly kvality

Author :	A.Romann	Released :	T. Pradignac	Version :	02
Date :		Date:			