 Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co. Meath, Irsko.	URGENTNÍ: Bezpečnostní provozní upozornění	WA13-01-01
---	---	------------

**Týká se produktů Welch Allyn Propaq LT / Propaq 802
Modely 802LTAN, 802LT0N, 802LTRN
Zn. Welch Allyn: WA13-01-01**

Podrobné údaje o dotčených zařízeních:

Přístroj Propaq LT - monitor životních funkcí (Propaq 802) s příslušenstvím Nellcor SP02.
Dotčené modely jsou 802LTAN, 802LT0N a 802LTRN.

Vážený zákazníku Welch Allyn Propaq LT:

Chtěli bychom Vás informovat o plánované opravě našeho softwaru použitého u skupiny produktů Propaq LT -monitor životních funkcí (Propaq 802) s příslušenstvím Nellcor SP02. Dotčené modely jsou 802LTAN, 802LT0N a 802LTRN (sériová čísla KA002129 až KA027191 a KA124186 a KA25981).


Popis problému:

Interní bezpečnostní testy produktů prováděné společností Welch Allyn zjistily závadu vztahující se k hardwaru nebo softwarové chybě či elektrický šum způsobený proximální defibrilační činností, což by ve výjimečných případech mohlo přerušit provoz zařízení Propaq LT. Pokud by tento nepravděpodobný případ nastal, přístroj zobrazí chybovou obrazovku instruující uživatele k restartu monitoru, nebo se může zobrazit prázdná či bílá obrazovka. Každá z těchto obrazovek by byla doprovázena jednou nebo více blikajícími kontrolkami a v každém případě by problém byl vyřešen restartem (střídáním pracovního procesu) monitoru. S tímto problémem není spojeno žádné riziko, pouze velmi malé zpoždění získaných signálů životních funkcí z přístroje Propaq LT při restartu přístroje. Společnost Welch Allyn neobdržela žádné reklamace týkající se tohoto problému.

V tomto nepravděpodobném případě, kdy se na Vašem přístroji objeví prázdná nebo bílá obrazovka / dojde k přerušení provozu přístroje, stisknutím tlačítka napájení (on/off) přístroj restartujte a tím se opět rychle vrátí do plné provozní kapacity.

Jako dlouhodobé nápravné opatření společnost Welch Allyn použije svoje běžné servisní postupy pro aktualizaci Vašeho přístroje softwarem, který tento možný problém vyřeší:

1. Máte-li uzavřenou servisní smlouvu se společností Welch Allyn, provedeme aktualizaci Vašeho přístroje při příští plánované prohlídce nebo jiné servisní návštěvě.
2. Nemáte-li servisní smlouvu se společností Welch Allyn, kontaktujte nás a my budeme koordinovat aktualizaci Vašeho přístroje s Vaším vlastním plánem běžné preventivní údržby.

 <p>Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co. Meath, Irsko.</p>	<p>URGENTNÍ: Bezpečnostní provozní upozornění</p>	<p>WA13-01-01</p>
---	--	-------------------

Toto oznámení je třeba předat všem osobám ve Vaší organizaci, které přicházejí do styku s potenciálně dotčenými přístroji.

Máte-li jakékoli otázky či připomínky, kontaktujte technickou podporu společnosti Welch Allyn.

Technická podpora:

<i>Dánsko +46 (0)858 536 551</i>	<i>Španělsko +34 91 749 9357</i>	<i>Itálie +39 026 968 2425</i>	<i>Rakousko +49 (0) 695 098 5132</i>
<i>Norsko +46 (0)858 536 551</i>	<i>Finsko +46 (0)858 536 551</i>	<i>Benelux +31 20 206 13 60</i>	<i>Německo +49 (0) 695 098 5132</i>
<i>Portugalsko +34 91 749 9357</i>	<i>Švédsko +46 (0)858 536 551</i>	<i>Francie +33 (0) 141 475 656</i>	<i>Švýcarsko +49 (0) 695 098 5132</i>
<i>VB 0207 +44 (0)365 6780 volba 3</i>	<i>Všechny ostatní země v EU: +44 (0) 207 365 6780</i>	<i>Střední východ +44 (0) 207 365 6780</i>	

Toto oznámení bylo zasláno Vašemu místnímu regulačnímu orgánu.

S pozdravem,



Paul Reynolds,
ředitel, Mezinárodní zajištění jakosti a regulační záležitosti