



NALÉHAVÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GE Healthcare

Healthcare Systems
9900 Innovation Drive
Wauwatosa, WI 53226
USA

Interní č.j. GE Healthcare: FMI 60863

7. května 2014

Určeno: Správci nemocnic – manažeři rizik
Vedoucí radiologických oddělení
Radiologové

VĚC: **Problém suvolněním pacienta z MR systémů .**

Společnost GE Healthcare se nedávno dozvěděla o potenciálním bezpečnostním problému s pákou pro nouzové uvolnění kolébky pacienta ze stolu a s blokovacím mechanismem uvolnění kolébky na určitých GE MR systémech. **Zajistěte, prosím, aby byli o tomto bezpečnostním upozornění a doporučených krocích informováni všichni potenciální uživatelé ve Vašem zdravotnickém zařízení.**

Bezpečnostní problém Uvolnění pacienta ze systému může být opožděno nebo ztíženo, jestliže páka k uvolnění kolébky a/nebo blokovací mechanismus k uvolnění kolébky nefunguje správně nebo se nesprávně vyrovná. To může ztížit bezpečné uvolnění pacienta ze systému. V souvislosti s tímto problémem nebylo dosud nahlášeno žádné zranění.

Bezpečnostní pokyny Jestliže operátor zjistí potíže při vysunutí kolébky ven, protože páka k uvolnění kolébky kolébku řádně neuvolní nebo pokud něco brání pohybu kolébky, je třeba kontaktovat servisního technika GE Healthcare, aby bylo možné kolébku zkontrolovat a provést nezbytné opravy. Před dalším používáním před opravou musí operátor posoudit polohování pacienta a snadnost jeho uvolnění a musí přestat systém používat, pokud existuje překážka v pohybu kolébky pro uvolnění pacienta.

Informace o příslušném výrobku Discovery MR450, Discovery MR750, Optima MR450w, Optima MR 450w s volitelným GEM, Discovery MR750w a Discovery MR750w vybavené volitelným GEM.

Nápravné opatření GE Healthcare Vám provede opravu všech dotčených produktů bezplatně. Servisní technik společnosti GE Healthcare Vás bude kontaktovat, aby tuto opravu domluvil.

Kontaktní informace Máte-li k této otázce jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se laskavě na místního servisního zástupce společnosti GE Healthcare.

Společnost GE Healthcare potvrzuje, že byly uvědoměny příslušné regulační úřady.

Ujišťujeme Vás, že udržení vysoké úrovně bezpečnosti a kvality je naší nejvyšší prioritou. Máte-li jakékoli dotazy, laskavě se na nás neprodleně obraťte.

Děkuji,

James Dennison
Vice President QARA
GE Healthcare Systems

Douglas M. Hansell, M.D., MPH
Chief Medical Officer
GE Healthcare