

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore,

firma Abbott Laboratories nás informovala, že při použití metody ARCHITECT Intact PTH jsou vygenerovány falešně zvýšené výsledky vyšetření vzorků od pacientů. U všech neexpirovaných šarží reagensů, kalibrátorů a kontrol metody ARCHITECT Intact PTH používaných v naší laboratoři byl zaznamenán posun hodnot výsledků vyšetření vzorků od pacientů směrem vzhůru. Šetřením u výrobce bylo zjištěno, že výsledky stanovení Intact PTH vygenerované za použití této metody byly falešně zvýšené v průměru přibližně o 13–45 %.

Z tohoto důvodu s okamžitou platností přestáváme tento produkt používat. Dokud tento problém nebude vyřešen, budeme používat jinou metodu.

- Naše záznamy indikují, že Váš pacient, _____ (*jméno pacienta*), byl testován za použití této šarže dne _____ (*datum*) a jeho/její výsledek stanovení Intact PTH mohl být tímto problémem ovlivněn.
- Přezkoumejte prosím záznamy pacienta _____ (*jméno pacienta*) a určete, zda je nutný nový test na Intact PTH.
- Je-li indikován nový test, kontaktujte prosím naši laboratoř na telefonním čísle _____ (*telefonní číslo*).

Děkujeme a omlouváme se za vzniklé obtíže.

S pozdravem
Vedoucí laboratoře