

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

19. července 2012

Vážení zákazníci,

během procesu dohledu na trhu jsme zjistili, že u následující položky s níže uvedeným číslem šarže *VACUETTE držák jehly excentrický HOLDEX sterilní*, může být jehla uvolněná z držáku.

Jakmile jsme odhalili možnost této vady u uvedeného produktu, začali jsme s rutinním vyšetřováním nežádoucí příhody.

Dovolujeme si Vás proto požádat o preventivní **zablokování** Vaší zásoby tohoto výrobku s níže uvedeným číslem šarže a zajistit jeho nepoužívání, dokud nebudeme mít definitivní výsledky v této záležitosti:

Budeme Vás znovu co nejdříve kontaktovat s dalšími instrukcemi.


Kat.č.	Číslo šarže	Popis
450216	A12050BE	VACUETTE® Držák jehly excentrický HOLDEX

Přijměte prosím laskavě naše nejupřímnější omluvy za všechny nepříjemnosti, které mohly v této záležitosti vzniknout na Vašem pracovišti.

Pokud máte nějaké další otázky, kontaktujte prosím svého obchodního zástupce nebo asistenta prodeje Greiner Bio – One.

Dovolujeme si Vás požádat o zaslání potvrzení, že jste toto sdělení obdrželi a to buď e-mailem na adresu: tracey.forrester@gbo.com nebo faxem na číslo: 0043 (0) 7583 6318

S pozdravem


Mrs. Ingrid Kothbauer
Vedoucí obchodního oddělení

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Straße 32
A-4550 Kremsmünster
Tel.: ++43(0)7583/6791-0
Fax: ++43(0)7583/6318
www.gbo.com