

Naléhavé bezpečnostní upozornění

PŘEDMĚT: Mobilní zvedáky ze sedu do stoje Liko® Sabina® a Capella™

Identifikátor FSCA: Mod 448

Typ akce: Nápravná akce

Datum:

Komu: generální ředitel, správce podniku, technik podniku, manažer dozoru
biomedicínské inženýrství, dispečer lékařského zařízení

Dotčená zařízení: **Vyrobená před 31. květnem 2012**
Všechny mobilní zvedáky ze sedu do stoje Liko® Sabina® EE,
Sabina® EM, Sabina® II EE, Sabina® II EM, Sabina® Comfort a
Sabina® 200.

Všechny mobilní zvedáky ze sedu do stoje Capella™ 201

Popis situace:

Společnost Hill-Rom zjistila problém týkající se bezpečnosti mobilních zvedáků ze sedu do stoje Sabina® a Capella™. V určitých situacích by mohl pacient, pečovatel nebo jiná osoba poblíž upadnout na zvedák tak, že by mu hák smyčky na konci závěsné tyče SlingBar™ mohl způsobit poranění.

Vyvinuli jsme pro zvedáky náhradní hák, který zmírňuje riziko poranění. Brzy vám také poskytneme opravné sady háků a pokyny k instalaci, abyste mohli zvedáky Sabina® a Capella™ vylepšit.

NOVÝ typ háku




STARÝ typ háku




Akce, které má uživatel provést:

K tomuto upozornění je připojen **odpovědní formulář**. Zadejte počet háků pro závěsné tyče SlingBar™, které potřebujete, **formulář co nejdříve vyplňte a zašlete společnosti Hill-Rom** a my vám zdarma zašleme příslušný počet sad.


POZNÁMKA: Sada pro opravu háku je určena k montáži na hlavní závěsnou tyč SlingBar™, **ne na volitelnou tyč se sedákovými popruhy SeatStrap SlingBar™**.



Závěsná tyč 350,
2027002



Závěsná tyč Comfort
2027003



Závěsná tyč 350 s volitelnou
závěsnou tyčí se sedákovými
popruhy 2027006/7

DÁLE: Je možné, že vlastníte další závěsné tyče SlingBars™ pro použití se zvedáky Sabina®, které nejsou momentálně na zvedácích namontovány. Nezapomeňte je do svého počtu také zahrnout.

Nadále se řiďte bezpečnostními pokyny ke zvedání jako například:

- Při pomáhání pacientovi s využitím zvedáku dbejte, aby nedošlo k pádu směrem dopředu nebo do strany.
- Nedovolte, aby si neoprávněné osoby, především děti, hrály poblíž zvedáku nebo jej uváděly do chodu.

Distribuce tohoto bezpečnostního upozornění:

Předejte toto upozornění všem osobám ve vaší organizaci a/nebo jakékoli další organizaci, pokud s těmito zařízeními pracují.

Udržujte povědomí o tomto oznámení a o výsledné akci po požadovanou dobu, aby byla zajištěna účinnost nápravné akce.

Společnost Hill-Rom potvrzuje, že o této naléhavé bezpečnostní nápravné akci byly informovány příslušné úřady.

Kontaktujte odpovědnou osobu:

Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se tohoto požadavku nebo popsaného postupu, obraťte se na technickou podporu společnosti Hill-Rom ve vaší zeměpisné oblasti podle přiloženého seznamu.

S pozdravem,

Oddělení technické podpory společnosti Hill-Rom

Odpovědní formulář

Předmět: Opravná sada pro mobilní zvedáky ze sedu do stoje Liko® Sabina® a Capella™

Vyplňte prosím následující položky správnými údaji a **zašlete tento odpovědní formulář ihned zpět** technické podpoře společnosti Hill-Rom. Podrobné pokyny najdete v dolní části této stránky. Děkujeme.

Číslo účtu společnosti Liko: _____

Název zařízení: _____

Adresa zařízení: _____

Město: _____ Stát: _____ PSČ: _____

Oficiální název zařízení: _____
Vyplňte čitelně

Podpis: _____

Pracovní pozice: _____ Datum: ____ / ____ / ____ Telefon: _____

Fax: _____

Označte provedenou akci:

☐ Nemáme žádné dotčené výrobky.

☐ Potřebujeme _____ opravných sad, abychom mohli opravit všechny výrobky v našem zařízení.

**Jakmile to bude možné,
zašlete tento formulář faxem nebo e-mailem na příslušnou technickou
podporu
podle přiloženého seznamu.**

Kontaktní informace pro technickou podporu

Důležité: Toto je úplný seznam kontaktů na technickou podporu společnosti Hill-Rom po celém světě. Obsah dokumentu nebo dopisu, k němuž je seznam přiložen, nemusí být relevantní pro všechny země uvedené na seznamu.

Belgie:	Tel: +32 2761 96 42 – Fax: +32 (0) 2 761 96 41 e-mail: services-belgium@hill-rom.com
Blízký východ a Afrika:	Tel: +9714 (0)4-8816818 – Fax: +9714(0)4-8812357 e-mail: trescilla.dsouza@hill-rom.com
Francie:	Tel: +33 (0)6 89 47 96 29 – Fax: +33 (0) 5.61.56.89.03 e-mail: franck.hennig@hill-rom.com
Irsko:	Tel: +353 (0)1 413 6005 – Fax: +353 (0)1 413 6030 e-mail: dublin.sales@hill-rom.com
Itálie:	Tel: +39 02 950542 95 – Fax: +39 02 950543 26 e-mail: giuseppe.sanna@hill-rom.com
Kanada:	Tel: 800-267-2337 (od 8:00 do 17:00 ET – newyorského času) e-mail: jeff.moorehead@hill-rom.com
Německo:	Tel: +49 (0)2152 144 255 – Fax: +49 (0)2152 144 105 e-mail: germany.customer.care@hill-rom.com
Nizozemsko:	Tel: +31 (0)347 32 35 43 – Fax: +31 (0) 347 32 35 00 e-mail: jos.vanschie@hill-rom.com
Portugalsko a Španělsko:	Tel: +34 (0)902 193 423 – Fax: +34 (0)93 666 55 70 e-mail: matteo.montesano@hill-rom.com
Rakousko:	Tel: 0810 00 10 23 – Fax: + 43 (0)224 32 85 50 - 19 e-mail: germany.customer.care@hill-rom.com
Skandinávie: (Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko, Island)	Tel: +46 (0)920 47 48 22 – Fax: +46 (0)920 47 47 01 e-mail: karl-henrik.dagman@hill-rom.com
Střední a východní Evropa:	Tel: +9714 (0)4-8816818 – Fax: +9714(0)4-8812357 e-mail: trescilla.dsouza@hill-rom.com
Švýcarsko:	Tel: 0848 81 15 30 – Fax: + 41 (0)21 7062132 e-mail: germany.customer.care@hill-rom.com
USA:	Tel: 800-445-3720 (od 8:00 do 17:00 ET – newyorského času)
Velká Británie:	Tel: +44 (0)1530 411000 – Fax: +44 (0)1530 411555 e-mail: uk.customer.care@hill-rom.com
Všechny další země, podpora pro výrobky vyrobené mimo USA:	Tel: +33 (0)2 97 50 92 45 e-mail: leny.rodriguez@hill-rom.com
Všechny další země, podpora pro výrobky vyrobené v USA:	Tel: 812-934-1348 (od 8:00 do 17:00 ET – newyorského času) e-mail: gary.lakes@hill-rom.com