



EDUKAČNÍ MATERIÁL, KONTROLNÍ SEZNAM, Předepisování EpiPen®/EpiPen® Jr.

Příjmení/Jméno

Datum narození

Datum

1

Bylo u Vašeho pacienta diagnostikováno riziko
nebo dřívější výskyt anafylaktické reakce?

☐ ANO

2

Je pacient seznámen s tím, kdy si musí adrenalin podat?

☐ ANO, a už EpiPen®/
EpiPen® Jr. používá

► Pokračujte 3. KROKEM

☐ ANO, ale EpiPen®/
EpiPen® Jr. zatím nepoužívá

► Pokračujte 2. KROKEM

☐ NE

► Pokračujte 1. KROKEM

1. KROK: Už jste vysvětlil(a) pacientovi, jak se chovat v případě kontaktu s alergenem a kdy si musí adrenalin podat?

☐ ANO

► Pokračujte 2. KROKEM

2. KROK: Už jste pacientovi představil(a) EpiPen®/EpiPen® Jr. a ukázal(a) přesné kroky, jak jej používat s využitím cvičné pomůcky a promítnutím videa „Jak používat EpiPen®/EpiPen® Jr.“ (Více informací najdete na zadní straně)

☐ ANO

► Pokračujte 3. KROKEM

3. KROK: Už jste požádal(a) pacienta, aby Vám předvedl manipulaci s cvičnou pomůckou EpiPen®/EpiPen® Jr.?

☐ ANO

3

Už jste pacientovi doporučil(a) pravidelný
návštěv aplikace a zaškolení všech blízkých?

☐ ANO

4

Pacient si je vědom potřeby mít u sebe po celou
dobu jedno nebo dvě adrenalinová pera
EpiPen/ EpiPen Jr. dle doporučení lékaře.

☐ ANO

5

Už jste poradil(a) pacientovi, aby si nastavil
připomínku týkající se data expirace
autoinjektoru EpiPen®/EpiPen® Jr. tak, aby si jej
včas vyměnil?


☐ ANO





Jak **POUŽÍVAT** EpiPen®/EpiPen® Jr.?


Vyndejte **EpiPen®/EpiPen® Jr.** z přenosného pouzdra. Lehněte si s nohama ve zvýšené poloze, abyste usnadnili průtok Vaší krve nebo se posadíte, pokud se Vám těžko dýchá.

- 

1. Uchopte **EpiPen®/EpiPen® Jr.** do dominantní ruky (pravák do pravé, levák do levé), palec položte co nejbližší k modrému pojistnému uzávěru, sevřete pevně ruku kolem pera **EpiPen®/EpiPen® Jr.** a vytáhněte tento modrý pojistný uzávěr. Pamatujte si: „Modré do nebe, oranžové do stehna.“
- 

2. Podržte **EpiPen®/EpiPen® Jr.** ve vzdálenosti asi 10 cm od vnější strany stehna. Oranžový hrot musí mířit na vnější stranu stehna.
- 

3. Pevně a ve správném úhlu (90 stupňů vzhledem k vnější straně stehna) zabodněte pero **EpiPen®/EpiPen® Jr.** do vnější části stehna. Po dobu 5 sekund držte pero pevně na stehně.
- 

4. **EpiPen®/EpiPen® Jr.** odstraňte a bezpečně zlikvidujte. Po použití se oranžový kryt jehly automaticky vysune tak, že zakryje jehlu.
- 

5. Po dobu 10 sekund oblast vpichu masírujte. Zavolejte rychlou záchrannou službu na lince 155 nebo tísňovou linku 112, požádejte o lékařskou pomoc a informujte personál, že se jedná o anafylaktický šok.

Pacient si je vědom potřeby mít u sebe po celou dobu jedno nebo dvě adrenalinová pera EpiPen®/EpiPen® Jr. dle doporučení lékaře.

Jak **UCHOVÁVAT** EpiPen®/EpiPen® Jr.

- **EpiPen®/EpiPen® Jr.** uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem.
- Uchovávejte pouzdro v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Při vystavení vzduchu nebo světlu se adrenalin rychle znehodnocuje a mění barvu na růžovou nebo hnědou.
- Nezapomeňte občas zkontrolovat, zda je obsah skleněného zásobníku pera **EpiPen®/EpiPen® Jr.** autoinjektor stále čirý a bezbarvý.
- Vyměňte **EpiPen®/EpiPen® Jr.** autoinjektor před uplynutím doby použitelnosti nebo dříve, pokud roztok změní barvu nebo obsahuje sraženinu.

Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob musí být hlášeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Podrobnosti o hlášení najdete na: <http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek>. Adresa pro zaslání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz. Tato informace může být také hlášena společnosti Mylan Pharmaceuticals s.r.o. na tel. číslo +420 222 004 400 nebo email officecz@mylan.com.

Vyplněním tohoto registračního formuláře udělujete společnosti MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o., IČ 28392779, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Průběžná 1108/77, PSČ 10000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138340, BGP Products Czech Republic s.r.o., IČ 03481778, se sídlem Evropská 2591/33d, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232034 a MEDA Pharma s.r.o., IČ 27140661, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSČ 10000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99352 (dále jako „**Správce**“) souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování osobních údajů je odeslání upozornění na blížící se expiraci Vašeho adrenalinového autoinjektoru. Doba zpracování osobních údajů je stanovena na dobu bezprostředně následující po odeslání upozornění na blížící se expiraci Vašeho adrenalinového autoinjektoru, přičemž zpracování údajů bude ukončeno nejděle do doby odvolání souhlasu. Odvolání mohou učinit písemně na e-mailové adrese dataprivacy@mylan.com.

Chcete-li o zpracování svých osobních údajů vědět více, navštivte internetové stránky Správce na adrese www.mylan.cz, na kterých budete mimo jiné prostřednictvím podmínek zpracování osobních údajů informováni o právu vznést námitku a dalších Vašich právech včetně informace o kontrolním orgánu.