

Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky

Pro informaci uvádíme průběžný seznam nově vydaných českých technických norem se zaměřením na oblast zdravotnických prostředků, případně jejich změn nebo zrušení tak, jak jsou publikovány ve Věstníku ÚNMZ.

Označení normy	Název normy	Třídící znak
<i>Věstník ÚNMZ č. 1 (2017)</i>		
ČSN EN ISO 15883-6 (Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15883-6 vyhlášení: 02/2016)	Mycí a dezinfekční zařízení – Část 6: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení pro tepelnou dezinfekci neinvazivních, nekritických zdravotnických prostředků a vybavení pro zdravotní péči	84 7150
<i>Vyhlášené ČSN</i> Oznámení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN		
ČSN EN ISO 22675 Platí od 2017-02-01 (Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 22675 vydání: 05/2007)	Protetika – Zkoušení kotníkových a nožních náhrad – Požadavky a zkušební metody	84 4020
ČSN EN ISO 10139-2 Platí od 2017-02-01 (Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10139-2 vyhlášena: 12/2009)	Stomatologie – Měkké rebazovací materiály pro snímání zubní náhrady – Část 2: Materiály pro dlouhodobé použití	85 6360
ČSN P CEN/TS 16835-2 Platí od 2017-02-01	Molekulární diagnostická vyšetření in vitro – Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev – Část 2: Izolovaná genomická DNA	85 7030
ČSN P CEN/TS 16835-3 Platí od 2017-02-01	Molekulární diagnostická vyšetření in vitro – Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev – Část 3: Bez buněk izolovaná cirkulující DNA	85 7030
ČSN P CEN/TS 16826-1 Platí od 2017-02-01	Molekulární diagnostická vyšetření in vitro – Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň – Část 1: Izolovaná RNA	85 7031
ČSN P CEN/TS 16826-2 Platí od 2017-02-01	Molekulární diagnostická vyšetření in vitro – Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň – Část 2: Izolované proteiny	85 7031
ČSN P CEN/TS 16827-1 Platí od 2017-02-01	Molekulární diagnostická vyšetření in vitro – Specifikace předvyšetřovacích postupů pro FFPE tkáň – Část 1: Izolovaná RNA	85 7032
ČSN P CEN/TS 16827-2 Platí od 2017-02-01	Molekulární diagnostická vyšetření in vitro – Specifikace předvyšetřovacích postupů pro FFPE tkáň – Část 2: Izolované proteiny	85 7032
ČSN P CEN/TS 16827-3 Platí od 2017-02-01	Molekulární diagnostická vyšetření in vitro – Specifikace předvyšetřovacích postupů pro FFPE tkáň – Část 3: Izolovaná DNA	85 7032
ČSN P CEN/TS 16945 Platí od 2017-02-01	Molekulární diagnostická vyšetření in vitro – Specifikace předvyšetřovacích postupů pro metabolomiky v moči, krevním séru a plazmě	85 7033
ČSN EN 62563-1 Platí od 2017-02-01 Změna A1	Zdravotnické elektrické přístroje – Zdravotnické zobrazovací systémy – Část 1: Metody hodnocení	36 4815