

**AKARBOZA MYLAN 100 mg**

18/613/08-C

DR: O RP: 18/061/87-S/C

D: GENERICS [UK] LTD., POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, Velká Británie

S: Acarbosum 100 mg

PP: Bílá kulatá tableta, na jedné straně s půlicí rýhou a vyraženým značením "AA" a "100" po obou stranách této rýhy a na druhé straně se značením "G", průměr tablety je přibližně 9 mm. Tabletou lze dělit na dvě stejné poloviny.  
Al/Al blistry.

B: POR TBL NOB 20X100MG BLI kód SÚKL: 0124057

POR TBL NOB 21X100MG BLI kód SÚKL: 0124058

POR TBL NOB 30X100MG BLI kód SÚKL: 0124059

POR TBL NOB 40X100MG BLI kód SÚKL: 0124060

POR TBL NOB 50X100MG BLI kód SÚKL: 0124061

POR TBL NOB 90X100MG BLI kód SÚKL: 0124062

POR TBL NOB 100X100MG BLI kód SÚKL: 0124063

POR TBL NOB 105X100MG BLI kód SÚKL: 0124064

POR TBL NOB 120X100MG BLI kód SÚKL: 0124065

POR TBL NOB 180X100MG BLI kód SÚKL: 0124066

IS: Antidiabetica (včetně insulinu)

ATC: A10BF01

PE: 36

ZS: Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu.

ZI: Léčba pacientů s non-inzulín dependentním diabetem, pokud úprava životosprávy a cvičení nevede samo o sobě k adekvátní kontrole glykémie. Lze podávat v kombinaci s metforminem, sulfonyleureou nebo inzulinem.

**ARCOXIA 30 mg**

29/617/08-C

DR: S

D: MERCK SHARP &amp; DOHME B.V., HAARLEM, Nizozemsko

S: Etoricoxibum 30 mg

PP: Modrozelené bikonvexní potahované tablety ve tvaru jablka, z jedné strany vyraženo "101" a z druhé strany vyraženo "ACX30".

Al/Al blistr.

B: POR TBL FLM 28X30MG BLI kód SÚKL: 0108713

IS: Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica

ATC: M01AH05

PE: 36

ZS: Uchovávat v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

ZI: Ke zmírnění příznaků osteoartrózy (OA), revmatoidní artritidy (RA) a bolesti a příznaků zánětu spojeného s akutní dnovou artritidou.

**BETAMED 20 mg**

58/618/08-C

DR: O RP: 58/297/91-C

D: MEDOCHEMIE LTD., LIMASSOL, Kypr

S: Betaxololi hydrochloridum 20 mg

PP: Bílé kulaté konvexní potahované tablety s půlicí rýhou. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

PVC/Al blistr.

B: POR TBL FLM 30X20MG BLI kód SÚKL: 0139477

POR TBL FLM 50X20MG BLI kód SÚKL: 0139478

POR TBL FLM 100X20MG BLI kód SÚKL: 0139479

IS: Hypotensiva

ATC: C07AB05

PE: 36

ZS: Uchovávat při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

ZI: Léčba hypertenze. Profylaktická léčba stabilní námahové angíny pectoris.

-----  
**BICALUTAMIDE FARMAPROJECTS 50 mg**

44/500/08-C

DR: O RP: 44/570/96-C

D: FARMAPROJECTS S.A., BARCELONA, Španělsko

S: Bicalutamidum 50 mg

PP: Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety.  
PVC/Al blistr.

B: POR TBL FLM 28X50MG BLI kód SÚKL: 0120177

POR TBL FLM 30X50MG BLI kód SÚKL: 0120178

IS: Cytostatica

ATC: L02BB03

PE: 36

ZS: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování.

ZI: Léčba pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci s léčbou analogem hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (LHRH) nebo chirurgickou kastrací.

-----  
**BICASIL 50**

44/501/08-C

DR: O RP: 44/570/96-C

D: FARMAPROJECTS S.A., BARCELONA, Španělsko

S: Bicalutamidum 50 mg

PP: Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety.  
PVC/Al blistr.

B: POR TBL FLM 28X50MG BLI kód SÚKL: 0120179

POR TBL FLM 30X50MG BLI kód SÚKL: 0120180

IS: Cytostatica

ATC: L02BB03

PE: 36

ZS: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování.

ZI: Léčba pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci s léčbou analogem hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (LHRH) nebo chirurgickou kastrací.

-----  
**BICATLEON 50 mg POTAHOVANÉ TABLETY**

44/568/08-C

DR: O RP: 44/570/96-C

D: MEDICO UNO PHARMA KFT., BIATORBÁGY, HUNGARY, Maďarsko

S: Bicalutamidum 50 mg

PP: Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety.  
a) PVC/Al blistr.  
b) PVC/PVdC/Al blistr.

B: POR TBL FLM 10X50MG BLI kód SÚKL: 0134778

POR TBL FLM 14X50MG BLI kód SÚKL: 0134779

POR TBL FLM 28X50MG BLI kód SÚKL: 0134780

POR TBL FLM 30X50MG BLI kód SÚKL: 0134781

POR TBL FLM 50X50MG BLI kód SÚKL: 0134782

POR TBL FLM 60X50MG BLI kód SÚKL: 0134783  
POR TBL FLM 90X50MG BLI kód SÚKL: 0134784  
POR TBL FLM 100X50MG BLI kód SÚKL: 0134785  
POR TBL FLM 10X50MG BLI kód SÚKL: 0134786  
POR TBL FLM 14X50MG BLI kód SÚKL: 0134787  
POR TBL FLM 28X50MG BLI kód SÚKL: 0134788  
POR TBL FLM 30X50MG BLI kód SÚKL: 0134789  
POR TBL FLM 50X50MG BLI kód SÚKL: 0134790  
POR TBL FLM 60X50MG BLI kód SÚKL: 0134791  
POR TBL FLM 90X50MG BLI kód SÚKL: 0134792  
POR TBL FLM 100X50MG BLI kód SÚKL: 0134793

IS: Cytostatica

ATC: L02BB03

PE: 36

ZS: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování.

ZI: Léčba pokročilého stadia rakoviny prostaty v kombinaci s analogem hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (LHRH) nebo chirurgickou kastrací.

---

**GLANUTA 150 mg**

44/572/08-C

DR: O RP: 44/167/01-C

D: VALEANT CZECH PHARMA S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Bicalutamidum 150 mg

PP: Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 10,5 mm, na jedné straně půlicí rýha.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

PVC/PVDC/Al blistr.

B: POR TBL FLM 28X150MG BLI kód SÚKL: 0128128

IS: Cytostatica

ATC: L02BB03

PE: 30

ZS: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování.

ZI: Samostatná nebo jako adjuvantní léčba k radikální prostatektomii nebo radioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty s vysokým rizikem progresivního onemocnění.

---

**GLANUTA 50 mg**

44/571/08-C

DR: O RP: 44/570/96-C

D: VALEANT CZECH PHARMA S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Bicalutamidum 50 mg

PP: Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 6,5 mm.

PVC/PVDC/Al blistr.

B: POR TBL FLM 28X50MG BLI kód SÚKL: 0128127

IS: Cytostatica

ATC: L02BB03

PE: 30

ZS: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování.

ZI: Léčba pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci s léčbou analogem LHRH (Luteinizing hormone releasing hormone) nebo chirurgickou kastrací.

---

**GLIMEGAMMA 1 mg**

18/620/08-C

DR: O RP: 18/232/97-C

D: WÖRWAG PHARMA GMBH &amp; CO.KG, BÖBLINGEN (GERMANY), Německo

S: Glimepiridum 1 mg

PP: Růžové podlouhlé tablety s přibližnými rozměry 11x5,5 mm, s půlící rýhou na obou stranách. Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Průhledné PVC/Al blistry.

B: POR TBL NOB 30X1MG BLI kód SÚKL: 0133601

POR TBL NOB 60X1MG BLI kód SÚKL: 0133602

POR TBL NOB 120X1MG BLI kód SÚKL: 0133603

IS: Antidiabetica (včetně insulinu)

ATC: A10BB12

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba diabetes mellitus 2.typu, pokud dietoterapie, fyzická cvičení a redukce hmotnosti nepostačují ke kompenzaci

---

**GLIMEGAMMA 2 mg**

18/621/08-C

DR: O RP: 18/233/97-C

D: WÖRWAG PHARMA GMBH &amp; CO.KG, BÖBLINGEN (GERMANY), Německo

S: Glimepiridum 2 mg

PP: Zelené podlouhlé tablety s přibližnými rozměry 11x5,5 mm, s půlící rýhou na obou stranách. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Průhledné PVC/Al blistry.

B: POR TBL NOB 30X2MG BLI kód SÚKL: 0133604

POR TBL NOB 60X2MG BLI kód SÚKL: 0133605

POR TBL NOB 120X2MG BLI kód SÚKL: 0133606

IS: Antidiabetica (včetně insulinu)

ATC: A10BB12

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba diabetes mellitus 2.typu, pokud dietoterapie, fyzická cvičení a redukce hmotnosti nepostačují ke kompenzaci.

---

**GLIMEGAMMA 3 mg**

18/622/08-C

DR: O RP: 18/234/97-C

D: WÖRWAG PHARMA GMBH &amp; CO.KG, BÖBLINGEN (GERMANY), Německo

S: Glimepiridum 3 mg

PP: Světle žluté podlouhlé tablety s přibližnými rozměry 11x5,5 mm, s půlící rýhou na obou stranách. Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Průhledné PVC/Al blistry.

B: POR TBL NOB 30X3MG BLI kód SÚKL: 0133607

POR TBL NOB 60X3MG BLI kód SÚKL: 0133608

POR TBL NOB 120X3MG BLI kód SÚKL: 0133609

IS: Antidiabetica (včetně insulinu)

ATC: A10BB12

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba diabetes mellitus 2.typu, pokud dietoterapie, fyzická cvičení a redukce hmotnosti nepostačují ke kompenzaci.

-----  
**GLIMEGAMMA 4 mg**

18/623/08-C

DR: O RP: 18/235/97-C

D: WÖRWAG PHARMA GMBH & CO.KG, BÖBLINGEN (GERMANY), Německo

S: Glimепiridum 4 mg

PP: Světle modré podlouhlé tablety s přibližnými rozměry 11x5,5 mm, s půlicí rýhou na obou stranách. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Průhledné PVC/Al blistry.

B: POR TBL NOB 30X4MG BLI kód SÚKL: 0133610

POR TBL NOB 60X4MG BLI kód SÚKL: 0133611

POR TBL NOB 120X4MG BLI kód SÚKL: 0133612

IS: Antidiabetica (včetně insulinu)

ATC: A10BB12

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba diabetes mellitus 2.typu, pokud dietoterapie, fyzická cvičení a redukce hmotnosti nepostačují ke kompenzaci.

-----  
**GLIMEGAMMA 6 mg**

18/624/08-C

DR: O RP: 18/236/97-C

D: WÖRWAG PHARMA GMBH & CO.KG, BÖBLINGEN (GERMANY), Německo

S: Glimепiridum 6 mg

PP: Světle oranžové podlouhlé tablety s přibližnými rozměry 11x5,5 mm, s půlicí rýhou na obou stranách. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Průhledné PVC/Al blistry.

B: POR TBL NOB 30X6MG BLI kód SÚKL: 0133613

POR TBL NOB 60X6MG BLI kód SÚKL: 0133614

POR TBL NOB 120X6MG BLI kód SÚKL: 0133615

IS: Antidiabetica (včetně insulinu)

ATC: A10BB12

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba diabetes mellitus 2.typu, pokud dietoterapie, fyzická cvičení a redukce hmotnosti nepostačují ke kompenzaci.

-----  
**MEDICIÁLNÍ KYSLÍK PLYNNÝ MESSER**

87/615/08-C

DR: L

D: MESSER TECHNOGAS S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Oxygenum 150 lt

PP: Bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, zkapalněný má světle modrou barvu.

1) ocelová tlaková láhev s uzavíracím ventilem z mosazi a chromované mosazi

2) ocelová tlaková láhev s uzavíracím ventilem se zpětnou klapkou z mosazi a chromované mosazi

3) ocelová tlaková láhev s kombinovaným uzavíracím ventilem z chromované mosazi se zabudovaným regulátorem výstupního tlaku a průtoku 0 - 15 l/min

4) hliníková tlaková láhev s uzavíracím ventilem z mosazi a chromované mosazi

5) hliníková tlaková láhev s uzavíracím ventilem se zpětnou klapkou z mosazi a chromované mosazi

6) svazek ocelových tlakových lahví vzájemně propojených potrubím z oceli s uzavíracím ventilem z mosazi a chromované mosazi

7) svazek ocelových tlakových lahví vzájemně propojených potrubím z oceli s uzavíracím ventilem se zpětnou klapkou z mosazi a chromované mosazibarevné značení tlakových lahví: horní zaoblená část lahve (vrchlík) je bílá se dvěma černými "N" proti sobě, válcová část lahve (tělo) je bílá.

- B: INH GAS 1L/150L I GSL kód SÚKL: 0127004  
INH GAS 2L/300L I GSL kód SÚKL: 0136341  
INH GAS 10L/1600L I GSL kód SÚKL: 0136342  
INH GAS 40L/6500L I GSL kód SÚKL: 0136343  
INH GAS 50L/8125L I GSL kód SÚKL: 0136344  
INH GAS 1L/150L II GSL kód SÚKL: 0136345  
INH GAS 1L/150LIV GSL kód SÚKL: 0136346  
INH GAS 1L/150L V GSL kód SÚKL: 0136347  
INH GAS 2L/300L II GSL kód SÚKL: 0136348  
INH GAS 2L/300L IV GSL kód SÚKL: 0136349  
INH GAS 2L/300L V GSL kód SÚKL: 0136350  
INH GAS 10L/1600L II GSL kód SÚKL: 0136351  
INH GAS 10L/1600L IV GSL kód SÚKL: 0136352  
INH GAS 10L/1600L V GSL kód SÚKL: 0136353  
INH GAS 40L/6500L II GSL kód SÚKL: 0136354  
INH GAS 50L/8125L II GSL kód SÚKL: 0136355  
INH GAS 1L/200L I GSL kód SÚKL: 0136356  
INH GAS 1L/200L II GSL kód SÚKL: 0136357  
INH GAS 1L/200L IV GSL kód SÚKL: 0136358  
INH GAS 1L/200L V GSL kód SÚKL: 0136359  
INH GAS 2L/400L I GSL kód SÚKL: 0136360  
INH GAS 2L/400L II GSL kód SÚKL: 0136361  
INH GAS 2L/400L IV GSL kód SÚKL: 0136362  
INH GAS 2L/400L V GSL kód SÚKL: 0136363  
INH GAS 10L/2200L I GSL kód SÚKL: 0136364  
INH GAS 10L/2200L II GSL kód SÚKL: 0136365  
INH GAS 10L/2200L III GSL kód SÚKL: 0136366  
INH GAS 10L/2200L IV GSL kód SÚKL: 0136367  
INH GAS 10L/2200L V GSL kód SÚKL: 0136368  
INH GAS 50L/10800L I GSL kód SÚKL: 0136369  
INH GAS 50L/10800L II GSL kód SÚKL: 0136370  
INH GAS 50L/10800L III GSL kód SÚKL: 0136371  
INH GAS 5L/1100L IV GSL kód SÚKL: 0136372  
INH GAS 5L/1100L V GSL kód SÚKL: 0136373  
INH GAS 12X50L/129600L VI GSL kód SÚKL: 0136374  
INH GAS 12X50L/129600L VII GSL kód SÚKL: 0136375

IS: Varia I

ATC: V03AN01

PE: 36

ZS: Uchovávejte při teplotě od -30 °C do 50 °C. Tlakové lahve musí být uchovávány na dobře větraných místech určených pro uchovávání medicínálních plynů. Tlakové lahve by měly být uchovávány v suchu a čistotě, mimo hořlavý materiál. Měla by být učiněna opatření k zabránění otřesů a pádů. Tlakové lahve obsahující různé druhy plynů musí být uchovávány odděleně. Prázdné a plné tlakové lahve musí být uchovávány

odděleně. Transport tlakových lahví během přepravy dopravními vozidly by tlakové lahve měly být upevněny pásy proti pádu.

ZI: Normobarická oxygenoterapie:

- Léčba nebo prevence akutní nebo chronické hypoxie, bez ohledu na původ.
- Jako součást anestézie nebo intenzivní péče.
- V nebulizační terapii.
- Léčba akutního záchvatu u pacientů se stanovenou diagnózou hnízdovité bolesti hlavy (cluster headache - Hortonův syndrom).

Hyperbarická oxygenoterapie:

- K léčbě dekompresní nemoci, vzduchové/plynové embolie jiného původu a otravy oxidem uhelnatým. U otravy oxidem uhelnatým je hyperbarická oxygenoterapie indikovaná nezbytně u pacientů, kteří jsou nebo byli v bezvědomí, vykazovali neurologické symptomy, kardiovaskulární dysfunkci nebo závažnou acidosu a u těhotných žen, u všech bez ohledu na jejich COHb.
- Jako adjuvantní léčba osteoradionekrosy a clostridiální myonekrosy (plynaté sněti).

---

## MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ MESSER

87/616/08-C

DR: L

D: MESSER TECHNOGAS S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Oxygenum 1 lt

PP: Bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, zkapalněný má světle modrou barvu.

a) cisterna je pojízdná tepelně izolovaná kryogenní nádoba z nerezavějící oceli určená pro skladování a transport obsahu v kapalném stavu opatřená ventily z mosazi, bronzu, oceli

b) mobilní kryogenní zásobník je převozná tepelně izolovaná kryogenní nádoba z nerezavějící oceli určená k přepravě a skladování obsahu v kapalném stavu opatřená ventily z mosazi, bronzu, oceli

B: INH GAS 1X24560L CIS kód SÚKL: 0118550

INH GAS 1X1L OCV kód SÚKL: 0136377

INH GAS 1X29L OCV kód SÚKL: 0136378

INH GAS 1X186L OCV kód SÚKL: 0136379

INH GAS 1X630L OCV kód SÚKL: 0136380

INH GAS 1X619L OCV kód SÚKL: 0136381

INH GAS 1X422L OCV kód SÚKL: 0136382

IS: Varia I

ATC: V03AN01

PE: 2

ZS: a) uchovávání cisteren - uchovávejte při teplotě od -30 °C do +50 °C. Uchovávejte z dosahu hořlavého materiálu.

b) uchovávání mobilních kryogenních nádob - uchovávejte při teplotě od -30 °C do +50 °C. Kryogenní nádoby by měly být skladovány v dobře větraném prostředí vyhrazeném k uchovávání medicínálních plynů. Kryogenní nádoby uchovávejte pod zastřešením, udržovány v suchu a čistotě, z dosahu hořlavého materiálu. Měla by být učiněna opatření k zabránění otřesů a pádů. transport kryogenních nádob Během přepravy dopravními vozidly by nádoby měly být upevněny pásy proti pádu.

ZI: Normobarická oxygenoterapie:

- Léčba nebo prevence akutní nebo chronické hypoxie, bez ohledu na původ.
- Jako součást anestézie nebo intenzivní péče.
- V nebulizační terapii.
- Léčba akutního záchvatu u pacientů se stanovenou diagnózou hnízdovité bolesti

hlavy (cluster headache - Hortonův syndrom).

Hyperbarická oxygenoterapie:

- K léčbě dekompresní nemoci, vzduchové/plynové embolie jiného původu a otravy oxidem uhelnatým. U otravy oxidem uhelnatým je hyperbarická oxygenoterapie indikovaná nezbytně u pacientů, kteří jsou nebo byli v bezvědomí, vykazovali neurologické symptomy, kardiovaskulární dysfunkci nebo závažnou acidosu a u těhotných žen, u všech bez ohledu na jejich COHb.
- Jako adjuvantní léčba osteoradionekrosy a clostridiální myonekrosy (plynaté sněti).

---

### MEDICINÁLNÍ OXID DUSNÝ SIAD

05/614/08-C

DR: OE RP: Belgie

D: SIAD CZECH SPOL. S.R.O., BRAŇANY U MOSTU, Česká republika

S: Dinitrogenii oxidum 37.5 kg

PP: Bezbarvý plyn s nasládlým zápachem.

1) ocelová tlaková láhev s uzavíracím ventilem z chromované mosazi

2) svazek ocelových tlakových lahví vzájemně propojený potrubím z nerezové oceli s uzavíracím ventilem z chromované mosazi,

barevné značení tlakových lahví: horní zaoblená část lahve je modrá s dvěma bílými písmeny "N" proti sobě, válcová část lahve je bílá.

B: INH GAS 1X10L/7.5KG GSL kód SÚKL: 0130513

INH GAS 1X40L/30KG GSL kód SÚKL: 0130514

INH GAS 16X50L/600KG GSL kód SÚKL: 0130515

INH GAS 1X50L/37.5KG GSL kód SÚKL: 0136376

IS: Anaesthetica (celková)

ATC: N01AX13

PE: 36

ZS: Při teplotě od -20 °C do +40 °C, lahve mohou být krátkodobě vystaveny teplotě až do +60 °C. Tlakové lahve musí být uchovávány na dobře větraných místech určených pro uchovávání medicijních plynů. Tlakové lahve musí být skladovány pod zastřešením, chráněny proti vlivům počasí a větru, drženy v suchu a čistotě, prosty hořlavých materiálů. Měla by být učiněna opatření k zabránění otřesů a pádu. Tlakové lahve obsahující různé druhy plynů musí být uchovávány odděleně. Plné a prázdné tlakové lahve musí být uchovávány odděleně.

Transport: Tlakové lahve se musí přepravovat s vhodným materiálem, který je bude chránit před nebezpečnými úderem a pády a bude je udržovat ve svislé poloze.

ZI: Oxid dusný je indikován:

- Jako anestetikum v úvodu do celkové anestezie a jejím udržení po dobu invazivního výkonu v kombinaci s jinými anestetiky podanými intravenózně nebo inhalačně.
- Jako analgetikum/sedativum v situacích, kdy je vyžadován rychlý nástup analgetického/sedativního účinku.

Oxid dusný lze podávat dětem i dospělým.

---

### OMEPRAZOL-RATIOPHARM 40 mg

09/619/08-C

DR: O RP: 09/109/96-C

D: RATIOPHARM GMBH, ULM, Německo

S: Omeprazolium natricum 42.6 mg

(odp. Omeprazolium 40 mg)

PP: Bílý až téměř bílý suchý prášek.

15 ml lahvička z bezbarvého skla (typ I) uzavřená chlorobutylovou zátkou s pojistným



bílým ALU krytem.  
B: INF PLV SOL 1X40MG VIA kód SÚKL: 0134626  
INF PLV SOL 5X40MG VIA kód SÚKL: 0134627  
IS: Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)  
ATC: A02BC01  
PE: 24  
ZS: Uchovávat při teplotě do 25°C. Uchovávat lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.  
ZI: Antisekretorická léčba žaludku u vážně nemocných pacientů, u nichž není vhodná perorální léčba:  
- ezofageálního refluxu  
- duodenálního nebo benigního žaludečního vředu  
- Zollinger-Ellisonova syndromu.

---

**SUMATRIPTAN ORION 100 mg**

33/626/08-C

DR: O RP: 33/700/93-C  
D: ORION CORPORATION, ESPOO, Finsko  
S: Sumatriptani succinas 140 mg  
(odp. Sumatriptanum 100 mg)  
PP: Bílé potahované tablety ve tvaru tobolky, z jedné strany vyryto "RDY", z druhé strany "293".  
PVC/PVDC//Al blistr.  
B: POR TBL FLM 2X100MG BLI kód SÚKL: 0117773  
POR TBL FLM 3X100MG BLI kód SÚKL: 0117774  
POR TBL FLM 4X100MG BLI kód SÚKL: 0117775  
POR TBL FLM 6X100MG BLI kód SÚKL: 0117776  
POR TBL FLM 12X100MG BLI kód SÚKL: 0117777  
POR TBL FLM 18X100MG BLI kód SÚKL: 0117778  
IS: Antimigraenica, antiserotonica  
ATC: N02CC01  
PE: 24  
ZS: Při teplotě do 25 °C, uchovávat blistr v krabičce.  
ZI: Akutní léčba záchvatů migrény s aurou nebo bez ní.

---

**SUMATRIPTAN ORION 50 mg**

33/625/08-C

DR: O RP: 33/307/98-C  
D: ORION CORPORATION, ESPOO, Finsko  
S: Sumatriptani succinas 70 mg  
(odp. Sumatriptanum 50 mg)  
PP: Kulaté bílé potahované tablety, z jedné strany vyryto "RDY", z druhé strany vyryto "292".  
PVC/PVDC/Al blistr.  
B: POR TBL FLM 2X50MG BLI kód SÚKL: 0117767  
POR TBL FLM 3X50MG BLI kód SÚKL: 0117768  
POR TBL FLM 4X50MG BLI kód SÚKL: 0117769  
POR TBL FLM 6X50MG BLI kód SÚKL: 0117770  
POR TBL FLM 12X50MG BLI kód SÚKL: 0117771  
POR TBL FLM 18X50MG BLI kód SÚKL: 0117772  
IS: Antimigraenica, antiserotonica  
ATC: N02CC01

PE: 24

ZS: Při teplotě do 25 °C, uchovávat blistr v krabičce.

ZI: Akutní léčba záchvatů migrény s aurou nebo bez ní.

---