

EONIC 10 mg POTAHOVANÉ TABLETY

14/697/09-C

DR: O RP: 14/351/99-C

D: GEDEON RICHTER PLC., BUDAPEŠŤ, Maďarsko

S: Montelukastum natricum 10.4 mg
(odp. Montelukastum 10 mg)PP: Žluté, kulaté, bikonvexní tablety s vyraženým "R15" na jedné straně.
OPA/Al/PVC//Al blistr.B: POR TBL FLM 30X10MG BLI kód SÚKL: 0139411
POR TBL FLM 20X10MG BLI kód SÚKL: 0155821
POR TBL FLM 28X10MG BLI kód SÚKL: 0155822
POR TBL FLM 50X10MG BLI kód SÚKL: 0155823
POR TBL FLM 98X10MG BLI kód SÚKL: 0155824
POR TBL FLM 100X10MG BLI kód SÚKL: 0155825

IS: Bronchodilatantia, antiasthmatica

ATC: R03DC03

PE: 24

ZS: Uchovávat při teplotě do 25°C. Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

ZI: Přípravek Eonic je indikován k léčbě astmatu jako doplňková léčba pacientů s lehkým až středně těžkým persistujícím astmatem, kteří jsou nedostatečně kontrolováni inhalačními kortikosteroidy a u nichž krátkodobě působící beta-agonisté podání "podle potřeby" neposkytují dostatečnou klinickou kontrolu astmatu. Pacientům, u nichž je přípravek Eonic indikován k léčbě astmatu, může přípravek Eonic ulevit od příznaků sezónní alergické rýmy. Přípravek Eonic je rovněž indikován k profylaxi astmatu, kde je převládající složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou. Přípravek Eonic je indikován pro dospělé a dospívající od 15 let.

SEROQUEL PROLONG 150 TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

68/672/09-C

DR: S

D: ASTRAZENECA UK LTD., MACCLESFIELD, CHESHIRE, Velká Británie

S: Quetiapini fumaras 172.69 mg
(odp. Quetiapinum 150 mg)PP: Bílé, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety s vyraženým "XR 150" na straně jedné a hladké na straně druhé.
PVC + PCTFE/Al blistrB: POR TBL PRO 60X150MG BLI kód SÚKL: 0141840
POR TBL PRO 100X150MG BLI kód SÚKL: 0141841

IS: Antipsychotica (neuroleptica)

ATC: N05AH04

PE: 36

ZS: Uchovávejte při teplotě do 30°C.

ZI: Seroquel PROLONG je indikován: k léčbě schizofrenie, včetně prevence relapsu u stabilizovaných pacientů se schizofrenií, kteří jsou na udržovací léčbě přípravkem Seroquel PROLONG. K léčbě středně těžké až těžké manické epizody v rámci bipolární poruchy; k léčbě středně těžké až těžké depresivní epizody v rámci bipolární poruchy. Neprokázalo se, že by byl Seroquel PROLONG účinný k profylaktické léčbě manické nebo depresivní epizody.

TOPIRAMATE TECNIMEDE 100 mg POTAHOVANÉ TABLETY 21/700/09-C

DR: O RP: 21/512/97-C
D: TECNIMEDE-SOCIEDADE TÉCNICO-MEDICINAL, S.A., PRIOR VELHO,
Portugalsko
S: Topiramatum 100 mg
PP: Žlutá kulatá vypouklá tableta.
PVC/PCTFE/PVC// AL-PVDC blistr.
B: POR TBL FLM 10X100MG BLI kód SÚKL: 0143502
POR TBL FLM 60X100MG BLI kód SÚKL: 0143503
IS: Antiepileptica, anticonvulsiva
ATC: N03AX11
PE: 36
ZS: Žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: Epilepsie - Topiramate Tecnimede je určen pro monoterapii pro dospělé a děti ve věku od 6 let s generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty nebo parciálními se sekundárně generalizovanými záchvaty nebo bez nich. Topiramate Tecnimede se indikuje jako podpurná terapie pro dospělé a děti ve věku od 2 let, které nejsou pod adekvátní kontrolou běžných antiepileptických léků první volby na parciální záchvaty se sekundárně generalizovanými záchvaty nebo bez nich a záchvaty spojené s Lennox-Gastautův syndromem a primárně generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty. Migréna - Topiramate Tecnimede je indikován dospělým jako lék druhé volby pro profylaxi migrény u pacientů nesnášejících či nereagujících na jinou léčbu migrény.

TOPIRAMATE TECNIMEDE 200 mg POTAHOVANÉ TABLETY 21/701/09-C

DR: O RP: 21/513/97-C
D: TECNIMEDE-SOCIEDADE TÉCNICO-MEDICINAL, S.A., PRIOR VELHO,
Portugalsko
S: Topiramatum 200 mg
PP: Žlutá kulatá vypouklá tableta.
PVC/PCTFE/PVC// AL-PVDC blistr.
B: POR TBL FLM 10X200MG BLI kód SÚKL: 0143504
POR TBL FLM 60X200MG BLI kód SÚKL: 0143505
IS: Antiepileptica, anticonvulsiva
ATC: N03AX11
PE: 36
ZS: Žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: Epilepsie - Topiramate Tecnimede je určen pro monoterapii pro dospělé a děti ve věku od 6 let s generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty nebo parciálními se sekundárně generalizovanými záchvaty nebo bez nich. Topiramate Tecnimede se indikuje jako podpurná terapie pro dospělé a děti ve věku od 2 let, které nejsou pod adekvátní kontrolou běžných antiepileptických léků první volby na parciální záchvaty se sekundárně generalizovanými záchvaty nebo bez nich a záchvaty spojené s Lennox-Gastautův syndromem a primárně generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty. Migréna - Topiramate Tecnimede je indikován dospělým jako lék druhé volby pro profylaxi migrény u pacientů nesnášejících či nereagujících na jinou léčbu migrény.

TOPIRAMATE TECNIMEDE 25 mg POTAHOVANÉ TABLETY 21/698/09-C

DR: O RP: 21/510/97-C
D: TECNIMEDE-SOCIEDADE TÉCNICO-MEDICINAL, S.A., PRIOR VELHO,
Portugalsko
S: Topiramatum 25 mg

PP: Bílá kulatá vypouklá tableta.
PVC/PCTFE/PVC// AL-PVDC blistr.
B: POR TBL FLM 10X25MG BLI kód SÚKL: 0143498
POR TBL FLM 60X25MG BLI kód SÚKL: 0143499
IS: Antiepileptica, anticonvulsiva
ATC: N03AX11
PE: 36
ZS: Žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: Epilepsie - Topiramate Tecnimede je určen pro monoterapii pro dospělé a děti ve věku od 6 let s generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty nebo parciálními se sekundárně generalizovanými záchvaty nebo bez nich. Topiramate Tecnimede se indikuje jako podpůrná terapie pro dospělé a děti ve věku od 2 let, které nejsou pod adekvátní kontrolou běžných antiepileptických léků první volby na parciální záchvaty se sekundárně generalizovanými záchvaty nebo bez nich a záchvaty spojené s Lennox-Gastautův syndromem a primárně generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty. Migréna - Topiramate Tecnimede je indikován dospělým jako lék druhé volby pro profylaxi migrény u pacientů nesnášejících či nereagujících na jinou léčbu migrény.

TOPIRAMATE TECNIMEDE 50 mg POTAHOVANÉ TABLETY 21/699/09-C

DR: O RP: 21/511/97-C
D: TECNIMEDE-SOCIEDADE TÉCNICO-MEDICINAL, S.A., PRIOR VELHO,
Portugalsko
S: Topiramatum 50 mg
PP: Žlutá kulatá vypouklá tableta.
PVC/PCTFE/PVC// AL-PVDC blistr.
B: POR TBL FLM 10X50MG BLI kód SÚKL: 0143500
POR TBL FLM 60X50MG BLI kód SÚKL: 0143501
IS: Antiepileptica, anticonvulsiva
ATC: N03AX11
PE: 36
ZS: Žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: Epilepsie - Topiramate Tecnimede je určen pro monoterapii pro dospělé a děti ve věku od 6 let s generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty nebo parciálními se sekundárně generalizovanými záchvaty nebo bez nich. Topiramate Tecnimede se indikuje jako podpůrná terapie pro dospělé a děti ve věku od 2 let, které nejsou pod adekvátní kontrolou běžných antiepileptických léků první volby na parciální záchvaty se sekundárně generalizovanými záchvaty nebo bez nich a záchvaty spojené s Lennox-Gastautův syndromem a primárně generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty. Migréna - Topiramate Tecnimede je indikován dospělým jako lék druhé volby pro profylaxi migrény u pacientů nesnášejících či nereagujících na jinou léčbu migrény.

ZENARO 5 mg

24/690/09-C

DR: O RP: 24/050/02-C
D: ZENTIVA, K.S., PRAHA, Česká republika
S: Levocetirizini dihydrochloridum 5 mg
PP: Téměř bílé, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně s vyraženým značením "e".
1. Al/Al blistr.
2. PVC/Aclar/Al blistr.
3. PVC/Aclar/PVC/Al blistr.

B: POR TBL FLM 7X5MG I BLI kód SÚKL: 0145171
POR TBL FLM 20X5MG I BLI kód SÚKL: 0145172
POR TBL FLM 28X5MG I BLI kód SÚKL: 0145173
POR TBL FLM 50X5MG I BLI kód SÚKL: 0145174
POR TBL FLM 90X5MG I BLI kód SÚKL: 0145175
POR TBL FLM 7X5MG II BLI kód SÚKL: 0145176
POR TBL FLM 20X5MG II BLI kód SÚKL: 0145177
POR TBL FLM 28X5MG II BLI kód SÚKL: 0145178
POR TBL FLM 50X5MG II BLI kód SÚKL: 0145179
POR TBL FLM 90X5MG II BLI kód SÚKL: 0145180
POR TBL FLM 7X5MG III BLI kód SÚKL: 0145181
POR TBL FLM 20X5MG III BLI kód SÚKL: 0145182
POR TBL FLM 28X5MG III BLI kód SÚKL: 0145183
POR TBL FLM 50X5MG III BLI kód SÚKL: 0145184
POR TBL FLM 90X5MG III BLI kód SÚKL: 0145185

IS: Antihistaminica, histamin

ATC: R06AE09

PE: 24

ZS: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

ZI: Symptomatická léčba alergické rinitidy a chronické idiopatické kopřivky.
