

MEDİFLEKS®

5000 ml

Eczacıbaşı | Baxter

STERİL - APIROJEN

**PD4 DIANEAL®**  
**%1.36 GLUKOZLU**  
**PERİTONEAL DİYALİZ SOLÜSYONU**  
TEKLİ TORBA

Her 1000 ml; 13.6 g Glukoz Anhidroz, 5.4 g Sodyum Klorür, 4.5 g Sodyum Laktat, 184 mg Kalsiyum Klorür, 51 mg Magnezyum Klorür (diyaliz için), pH ayarı için HCl/NaOH ve Enjeksiyonluk Su q.s. içerir.

Osmolarite: 344 mOsm/l  
Elektrolit Konsantrasyonları (mmol/l): Sodyum 132, Kalsiyum 1.25, Magnezyum 0.25, Klorür 95, Laktat 40.

Uygulama sırasında asepsi kurallarına uyulmalıdır. İntravenöz yoldan kullanılmaz. İntraperitoneal infüzyon yoluyla kullanılır. Solüsyon berrak değilse, partikül içeriyorsa veya torba zedelenmişse kullanmayınız. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Diyaliz solüsyonuna eklenecek ilaçlarla geçimlilik dikkate alınmalıdır. Tek kullanımlıdır, kullanılmayan bölümü atılmalıdır. Kullanılmış ürünlerin imhası için geçerli tıbbi atık kurallarına uyulmalıdır. Dış ambalajı açılan solüsyonlar birkaç saat içinde kullanılmalıdır. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, doğrudan ışık almayan bir yerde saklayınız. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Fiyat kupürü bulunmayan ambalajları satın almayınız. **Reçete ile satılır.**

Baxter Healthcare Corporation, A.B.D. lisansı ile üretilmiştir.  
Ruhsat Tarihi ve No: 18.08.1997 - 184/14  
Ruhsat Sahibi ve Üretim Yeri:  
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.  
Ayazağa - İstanbul  
Faks: (0212) 289 92 75, e-posta: bilgi\_turkiye@baxter.com  
Dianeal, Baxter International Inc.'in tescilli markasıdır. K61-90-1-0-064C

Üretim Tarihi Son Kul. Tarihi

Seri No

Yazı eni:85 mm

Yazı boyu: 167 mm