

1800

MEDİFLEKS®

2000 ml

Eczacıbaşı | Baxter

STERİL - APROJEN

1600

EXTRANEAL®

PERİTON DİYALİZ SOLÜSYONU

1400

TEKLİ TORBA

1200

Her 1000 ml; 75 g İcodextrin, 5.4 g Sodyum Klorür, 4.5 g Sodyum Laktat, 0.257 g Kalsiyum Klorür Dihidrat, 0.051 g Magnezyum Klorür Hekzahidrat, pH ayan için HCl/NaOH ve Enjeksiyonluk Su q.s. içerir.

Osmolarite: 284 mOsm/l

Elektrolit Konsantrasyonları (mmol/l): Sodyum 133, Kalsiyum 1.75, Magnezyum 0.25, Klorür 96, Laktat 40.

1000

Uygulama sırasında asepsi kurallarına uyulmalıdır. İntravenöz yoldan kullanılmaz. İntraperitoneal infüzyon yoluyla kullanılır. Solüsyon berrak değilse, partikül içeriyorsa veya torba zedelenmişse kullanmayınız. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Diyaliz solüsyonuna eklenecek ilaçlarla geçimlilik dikkate alınmalıdır. Tek kullanımlıdır, kullanılmayan bölümü atılmalıdır. Kullanılmış ürünlerin imhası için geçerli tıbbi atık kurallarına uyulmalıdır. Dış ambalajı açılan solüsyonlar birkaç saat içinde kullanılmalıdır.

800

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, doğrudan ışık almayan bir yerde saklayınız. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Fiyat kupürü bulunmayan ambalajları satın almayınız. **Reçete ile satılır.**

600

400

Baxter Healthcare Corporation, A.B.D. lisansı ile üretilmiştir.

Ruhsat Tarihi ve No: 11.08.2003 - 202/90

Ruhsat Sahibi ve Üretim Yeri:

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Ayazağa - İstanbul

Faks: (0212) 289 92 75

e-posta: bilgi_turkiye@baxter.com

200

Extraneal, Baxter International Inc.'in tescilli markasıdır.

K61-60-1-0-072 C

Üretim Tarihi Son Kul. Tarihi

Seri No

Yazı eni: 93 mm

Yazı boyu: 167 mm